



**MoVeS** FIT

REF UDI-DI

|      |           |                |          |           |                |
|------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| Loop | 01-100001 | 05420063004084 | FIT Loop | 01-110002 | 05420063003001 |
|      | 01-100002 | 05420063000017 |          | 01-110003 | 05420063003018 |
|      | 01-100003 | 05420063000024 |          | 01-110004 | 05420063003025 |
|      | 01-100004 | 05420063000031 |          | 01-110005 | 05420063003032 |
|      | 01-100005 | 05420063000048 |          | 01-110011 | 05420063004329 |
|      | 01-100006 | 05420063004091 |          | 01-110402 | 05420063003346 |
|      | 01-100011 | 05420063004107 |          | 01-110403 | 05420063003353 |
|      |           |                |          | 01-110404 | 05420063003360 |
|      |           |                |          | 01-110405 | 05420063003377 |
|      |           |                |          | 01-110406 | 05420063003384 |

WWW.MOVES-YOU.COM

CE MD i

UK CA UK REF

Qarad UK Ltd.  
8 Northumberland Ave  
Westminster, London WC2N 5BY  
United Kingdom

MVS In Motion  
Westdijk 150  
2830 Tisssel (Willebroek)  
Belgium - Europe  
www.mvs-in-motion.com  
Find us on f & b

**en – Medical device – Instructions for use**

**Intended purpose:** To tone, shape, strengthen or rehabilitate muscle groups through resistance exercise, for use in physical therapy or fitness training. **Intended user:** Lay person or healthcare professional.

**Indications:** Medical conditions resulting in limitation in movements, postural impairments and muscle performance impairments. **Contra-indications:** Use should be discontinued in case of unusual swelling, discomfort, dizziness, severe muscle or joint pain or pain in the chest.

**Precautions:**

- Consult a healthcare professional before starting an exercise program;
- Always examine MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop before use for cuts, small tears or punctures. Do not use if damaged;
- Store away from sharp objects. Remove rings and be aware of sharp fingernails;
- Store away from sunlight.

**Warnings:**

- This device contains natural rubber latex which may cause allergic reactions;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Do not stretch beyond 150cm;
- MoVeS FIT Superloop: Do not stretch beyond 6m.

Report any serious incident (death, serious deterioration of health, serious public health threat) to the manufacturer and your Competent Authority.

**fr – Dispositif médical – Mode d'emploi**

**Destination:** tonifier, façonner, renforcer ou réhabiliter des groupes musculaires par des exercices de résistance, pour utilisation en rééducation ou entraînement physique. **Utilisateur destiné:** Profane ou professionnel de la santé.

**Indications:** Conditions médicales entraînant une limitation des mouvements, des troubles de la posture et des troubles de la performance musculaire. **Contre-indications:** L'utilisation doit être interrompue en cas de gonflement inhabituel, d'inconfort, d'éourdissements, de douleurs musculaires ou articulaires intenses ou de douleurs thoraciques.

**Précautions:**

- Consulter un professionnel de la santé avant d'effectuer des exercices;
- Toujours examiner MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop avant utilisation pour des coupures, petites déchirures ou crevaisons. Ne pas utiliser s'il est endommagé;
- Stocker à l'écart des objets pointus. Retirez les anneaux et faites attention aux ongles pointus;
- Stocker à l'abri de la lumière du soleil.

**Avertissements:**

- Ce dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne pas s'étirer au-delà de 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Ne pas s'étirer au-delà de 6 m.

Notifiez tout incident grave (mort, grave dégradation de l'état de santé, menace grave pour la santé publique) au fabricant et à l'autorité compétente.

**de – Medizinprodukt – Gebrauchsanweisung**

**Zweckbestimmung:** Muskelgruppen durch Krafttraining zur Verwendung in der Physiotherapie oder im Fitnesstraining zu straffen, zu formen, zu stärken oder zu rehabilitieren. **Vorgesehene Anwender:** Laie oder Angehörigen der Gesundheitsberufe. **Indikationen:** Erkrankungen, die zu Bewegungseinschränkungen, Haltungsstörungen und Beeinträchtigungen der Muskelleistung führen. **Kontraindikationen:** Bei ungewöhnlichen Schwellungen, Beschwerden, Schwindel, starken Muskel- oder Gelenkschmerzen oder Schmerzen in der Brust sollte die Anwendung abgebrochen werden.

**Vorsichtmaßnahmen:**

- Konsultieren Sie Angehörigen der Gesundheitsberufe, bevor Sie ein Trainingsprogramm starten;
- Untersuchen Sie MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop vor dem Gebrauch immer auf Schnitte, kleine Risse oder Einstiche. Nicht verwenden, als beschädigt;
- Von scharfen Gegenständen fernhalten. Entfernen Sie die Ringe und achten Sie auf scharfe Fingernägel;
- Vor Sonnenlicht schützen.

**Warnungen:**

- Dieses Medizinprodukt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Dehnen Sie sich nicht über 150 cm hinaus;
- MoVeS FIT Superloop: Dehnen Sie sich nicht über 6 m hinaus.

Melden Sie dem Hersteller und der zuständigen Behörde alle schwerwiegenden Vorfälle (Tod, ernsthafte Verschlechterung des Gesundheitszustands, ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Gesundheit).

**nl – Medisch hulpmiddel – Gebruiksaanwijzing**

**Beoogd gebruik:** Voor het versterken, vormen, of rehabiliteren van spiergroepen door middel van weerstandsoefeningen, voor gebruik bij fysiotherapie of fitnessstraining. **Beoogde gebruikers:** Leek of zorgprofessional.

**Indicaties:** Medische aandoeningen resulterend in bewegingsbeperking, houdingsstoornissen en verminderde spierprestaties. **Contra-indicaties:** Het gebruik moet worden gestaakt in geval van ongebruikelijke zwelling, ongemak, duizeligheid, ernstige spier- of gewrichtspijn of pijn op de borst.

**Voorzorgsmaatregelen:**

- Raadpleeg een zorgprofessional voordat u met een trainingsprogramma begint;
- Controleer MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop voor gebruik altijd op insnijdingen, kleine scheurtjes of gaatjes. Niet gebruiken indien beschadigd;
- Bewaar uit de buurt van scherpe voorwerpen. Verwijder ringen en let op scherpe vingernagels;
- Bewaar uit de buurt van zonlicht.

**Waarschuwingen:**

- Dit hulpmiddel bevat natuurlijk rubberlatex die allergische reacties kan veroorzaken;
- Este producto sanitario contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Niet verder uitstrekken dan 150 cm;
- MoVeS (FIT) Superloop: Niet verder uitstrekken dan 6 meter.

Meld elk ernstig incident (overlijden, verslechtering gezondheidstoestand, ernstige bedreiging voor de volksgezondheid) aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.

**es – Producto sanitario – Instrucciones d'uso**

**Finalidad prevista:** Tonificar, moldear, fortalecer o rehabilitar grupos musculares mediante ejercicios de resistencia, para uso en fisioterapia o entrenamiento físico. **Usuario previsto:** Profano o profesional de la salud.

**Indicaciones:** Afecciones médicas que provocan limitación de movimientos, alteraciones posturales y alteraciones del rendimiento muscular. **Contraindicaciones:** Se debe suspender el uso en caso de hinchazón, malestar, mareos, dolor muscular o articular intenso o dolor en el pecho inusuales.

**Precauciones:**

- Consulte a un profesional de la salud antes de comenzar un programa de ejercicios;
- Siempre examine MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop antes de usar para verificar se há cortes, pequeños rasgos o perforaciones. No lo use si está dañado;
- Almacene lejos de objetos puntiagudos. Remueva los anéis e tenga cuidado con las uñas afiladas;
- Almacene lejos de la luz solar.

**Advertencias:**

- Este dispositivo contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Não alongue além de 150cm;
- MoVeS FIT Superloop: Não alongue além dos 6m.

Relatar qualquer incidente grave (morte, deterioração grave da saúde, séria ameaça à saúde pública) ao fabricante e à sua autoridade competente.

**pt – Dispositivo médico – Instruções de utilização**

**Finalidade prevista:** Tonificar, modelar, fortalecer ou rehabilitar grupos musculares por meio de exercícios de resistência, para uso em fisioterapia ou treinamento físico. **Usuário pretendido:** Leigo ou profissional de saúde.

**Indicações:** Condições médicas que resultam em limitação de movimentos, déficiências posturais e de desempenho muscular. **Contraindicações:** O uso deve ser interrompido em caso de inchaço incomum, desconforto, tontura, fortes dores musculares ou articulares ou no peito.

**Precauções:**

- Consulte um profissional de saúde antes de iniciar um programa de exercícios;
- Sempre examine MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop antes de usar para verificar se há cortes, pequenos rasgos ou perfurações. Não use se estiver danificado;
- Armazene longe de objetos pontiagudos. Remova os anéis e tenha cuidado com as unhas afiadas;
- Armazene longe da luz solar.

**Advertências:**

- Este dispositivo contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Não alongue além de 150cm;
- MoVeS FIT Superloop: Não alongue além dos 6m.

Relatar qualquer incidente grave (morte, deterioração grave da saúde, séria ameaça à saúde pública) ao fabricante e à sua autoridade competente.

**it – Dispositivo medico – Istruzioni per l'uso**

**Destinazione d'uso:** Tonificare, modellare, rafforzare o riabilitare i gruppi muscolari attraverso esercizi di resistenza, da utilizzare in terapia fisica o allenamento fitness. **Utilizzatore previsto:** Uttilizzatore profano o operatore sanitario.

**Indicazioni:** Condizioni mediche che comportano limitazione nei movimenti, menomazioni posturali e menomazioni delle prestazioni muscolari. **Controindicazioni:** L'Uso deve essere interrotto in caso di gonfiore insolito, disagio, vertigini, forte dolore muscolare o articolare o dolore al petto.

**Precauzioni:**

- Consultare un operatore sanitario prima di iniziare un programma di esercizi;
- Esaminare sempre MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop prima dell'uso per verificare se há cortes, piccoli strappi o forature. Non utilizzare se danneggiato;
- Conservare lontano da oggetti appuntiti. Rimuovere gli anelli e fare attenzione alle unghie affilate;
- Conservare al riparo dalla luce solare.

**Avvertenze:**

- Questo dispositivo contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Sträck inte längre än 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Sträck dig inte längre än 6 meter.

Segnalare qualsiasi incidente grave (decesso, grave deterioramento delle condizioni di salute, grave minaccia per la salute pubblica) al fabbricante e all'autorità competente.

**da – Medicinsk udstyr – Brugsanvisning**

**Erklæret formål:** At tone, forme, styrke eller rehabiliterer muskelgrupper gennem modstandstræning til brug i fysioterapi eller fitness træning. **Tilsligtede brugere:** Lægmand eller sundhedspersonel.

**Indikationer:** Medicinske tilstande, der resulterer i begrænsning af bevægelser, svækkelse af stillingen og muskelfunktioner. **Kontraindikationer:** Brug bør afbrydes i tilfælde af usædvanlig hævelse, ubehag, svimmelhed, svær muskel- eller ledsmerter eller alvorlig smerte i brystet.

**Forholdsregler:**

- Konsultér en sundhedspersonel, inden du starter et træningsprogram;
- Undersøg altid MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop inden brug for snit, små tårer eller punkteringer. Brug ikke hvis det er beskadiget;
- Opbevares væk fra skarpe genstande. Fjern ringene og vær opmærksom på skarpe fingernagel;
- Opbevares væk fra sollys.

**Advarsler:**

- Denne enhed indeholder naturgummilætex, som kan forårsage allergiske reaktioner;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Stræk ikke ud over 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Stræk ikke ud over 6 m.

Rapporter enhver alvorlig hændelse (død, alvorlig forringelse af sundheden, alvorlig fare for folkesundheden) til producenten og din kompetente myndighed.

**no – Medisinsk utstyr – Bruksanvisning**

**Tiltenkt formål:** Å tone, forme, styrke eller rehabiliterer muskelgrupper gjennom motstandstræning, til bruk i fysioterapi eller kondisjonstræning. **Tiltenkt bruker:** Lekperson eller helsepersonell.

**Indikasjoner:** Medisinske tilstand som resulterer i begrensning i bevegelser, svikt i stillingen og nedsatt muskelytelse. **Kontraindikasjoner:** Bruk bør avbrytes i tilfelle tilfælde af usædvanlig hævelse, ubehag, svimmelhet, alvorlige muskel- eller leddsmerter eller alvorlig smerte i brystet.

**Forholdsregler:**

- Rådfør deg med helsepersonell før du starter et treningsprogram;
- Undersøk alltid MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop før bruk for kutt, små tårer eller punkteringer. Ikke bruk hvis det er skadet;
- Oppbevares vekk fra skarpe gjenstander. Fjern ringe og vær oppmerksom på skarpe fingernagel;
- Oppbevares borte fra sollys.

**Advarsler:**

- Denne enheten inneholder naturgummilætex, som kan forårsake allergiske reaksjoner;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Sträck inte längre än 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Sträck dig inte längre än 6 meter.

Rapporter en alvorlig hendelse (død, alvorlig forringelse av helsen, alvorlig trussel mot folkehelsen) til produsenten og din kompetente myndighet.

**sv – Medicinteknisk produkt – Bruksanvisning**

**Avsett ändamål:** Att tona, forma, stärka eller rehabilitera muskelgrupper genom motståndsträning, för användning i sjukgymnastik eller konditionsträning. **Avsedda användare:** Lekman eller hälso- och sjukvårdspersonal.

**Indikationer:** Medicinska tillstånd som resulterar i begränsning av rörelser, postural försämring och nedsatt muskelprestanda. **Kontraindikationer:** Användningen ska avbrytas vid ovanlig svullnad, obehag, yrsel, svår muskel- eller ledvärk eller smärta i bröstet.

**Försiktighetsåtgärder:**

- Rådfråga en hälso- och sjukvårdspersonal innan du börjar ett träningsprogram;
- Undersök alltid MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop före användning för skarsår, små tårar eller punkteringar. Använd inte om den är skadad;
- Förvaras åtskilt från vassa föremål. Ta bort ringarna och var uppmärksam på skarpa naglar;
- Förvaras åtskilt från solljus.

**Varningar:**

- Denna enhet innehåller naturgummilætex som kan orsaka allergiska reaktioner;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Sträck inte längre än 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Sträck dig inte längre än 6 meter.

Rapporter alla allvariga händelser (dödsfall, allvarig försämring av hälsan, allvarligt hot mot folkhälsan) till tillverkaren och din behöriga myndighet.

**fi – Lääkinnällisellä laitteella – Käyttöohjeilla**

**Käyttötarkoituksella:** Sävyttää, muotoilla, vahvistaa tai kuntouttaa lihasryhmiä vastustusträningin avulla, käytettäväksi fysioterapiassa tai kunto-ohjauksessa. **Sihintuettuja käyttäjiä:** Maaillikolla tai terveydenhuollon ammattilainen.

**Näidustused:** Meditsiinilised seisundid, mis põhjustavad liikumise piiratud, kehahoiakut ja lihaste jõudluse halvenemist. **Vastunäidustused:** Ebatavalise turse, ebamugavustunne, pearinglus, tugev lihas- või liigesvalu või valu rinnus tuleb kasutada lihas- või niivelpiiva tai rintakipiiva.

**Varotoimenditeet:**

- Ota yhteys lääkäriin ennen kunto-ohjelman aloittamista;
- Tarkasta aina MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop ennen käyttöä leikkausten, pienten repeämien tai lävistysten varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut;
- Säilytä poissa terävistä esineistä. Poista renkaat ja muista terävät kynnet;
- Säilytä poissa auringonvalosta.

**Varoitukset:**

- Tämä laite sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Älä venytä yli 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Älä venytä yli 6 m.

Ilmoita vakavista tapauksista (kuolema, vakava terveydentilan heikkeneminen, vakava kansanterveyden uhka) valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaisellesi.

**et – Meditsiiniseade – Kasutusjuhend**

**Sihotstarve:** Lihasühmade toonimine, kujundamine, tugevdamine või rehabilitatsioon vastupanuvõimlemise abil, kasutamiseks füsioterapias või treeningutes. **Sihitud kasutaja:** Tavakasutaja või tervishoiutöötaja.

**Näidustused:** Meditsiinilised seisundid, mis põhjustavad liikumise piiratud, kehahoiakut ja lihaste jõudluse halvenemist. **Vastunäidustused:** Ebatavalise turse, ebamugavustunne, pearinglus, tugev lihas- või liigesvalu või valu rinnus tuleb kasutada lihas- või niivelpiiva tai rintakipiiva.

**Ettevaatusabinõud:**

- Enne treeningprogrammi alustamist pidage nõu tervishoiutöötajaga;
- Enne kasutamist kontrollige MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop enne kasutamist, väikeste rebendite või punktsioonide tekkimist. Ärge kasutage, kui see on kahjustatud;
- Säilytä poissa terävistä esineistä. Poista renkaat ja muista terävät kynnet;
- Säilytä poissa auringonvalosta.

**Varoitukset:**

- Tämä laite sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Älä venytä yli 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Älä venytä yli 6 m.

Ilmoita vakavista tapauksista (kuolema, vakava terveydentilan heikkeneminen, vakava kansanterveyden uhka) valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaisellesi.

## lv – Medicīniska ierīce – Lietošanas pamācība

Paredzētais nolūks: Tonizēt, veidot, stiprināt vai rehabilitēt muskuļu grupas, izmantot pretstības vingrinājumus, izmantošanai fiziskās terapijas vai fitnesa treniņos.

**Paredzētais lietotājs:** Nefopreciāls vai veselības aprūpes speciālists.

**Indikācijas:** Medicīniskie apstākļi, kuru dēļ kustības ir ierobežotas, stājas traucējumi un muskuļu darbības traucējumi. **Kontraindikācijas:** Lietošana jāpārtrauc, ja rodas neparasts pietūkums, diskomforts, reibonis, stipras muskuļu vai locītavu sāpes vai sāpes krūtīs.

### Piesardzības:

- Pirms vingrojumu programmas uzsākšanas konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu;
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, lai redzētu, vai nav griezumam, nelielam plīsumam vai punkcijai. Nelietojiet, ja tas ir bojāts;
- Uzglabāt prom no asiem priekšmetiem. Noņemiet gredzenus un ņemiet vērā asus nagus;
- Uzglabāt prom no saules gaismas.

### Brīdinājumi:

- Stīverce satur dabiskā kaučuka lateksu, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Nestaiņieties tālāk par 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Nestaiņieties tālāk par 6 m.

Ņiņot par jebkuru nopietnu atgadījumu (nāvi, nopietnu veselības pasliktināšanos, nopietnu draudiem sabiedrības veselībai) ražotājam un jūsu kompetentajai nopietnām sabiedrības veselībai) ražotājam un jūsu kompetentajai iestādei.

## It – Medicinos priemonė – Naudojimo instrukcija

**Numatytą paskirtis:** Tonizuoti, formuoti, stiprinti ar reabilituoti raumenų grupes atliekant pasipriešinimo pratimus, skirtus naudoti fizinės terapijos ar fitneso treniruotėse.

**Numatytas vartotojas:** Nespecialistas arba sveikatos priežiūros specialistas.

**Indikacijos:** Sveikatos sutrikimai, dėl kurių judesiai yra riboti, laikysenos sutrikimai ir raumenų veiklos sutrikimai. **Kontraindikacijos:** Jei nejprastas patinimas, diskomfortas, galvos svaigimas, stiprus raumenų ar sąnarių skausmas ar krūtinės skausmas, vartojimą reikia nutraukti.

### Atsargumo priemonės:

- Prieš pradėdami mankštos programą, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu;
- Prieš naudodami visada patikrinkite MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, ar nėra pūvių, smulkių plyšimų ar pradūrimų. Nenaudokite, jei sugadinta;
- Laikykite atokiau nuo aštrių daiktų. Nuimkite žiedus ir atkreipkite dėmesį į aštrius nagus;
- Laikyti atokiau nuo saulės spindulių.

### Ispėjimai:

- Siame priemonė yra natūralaus kaučiuko lateksu, kuris gali sukelti alergines reakcijas;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Netempkite daugiau nei 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Neištempkite toliau nei 6 m.

Prašėkite gamintojų ir jūsų kompetentingai institucijai apie bet kokį rimtą incidentą (mirtį, rimtą sveikatos pablogėjimą, didelę grėsmę visuomenės sveikatai).

## pl – Wyrób medyczny – Instrukcja używania

**Przewidziane zastosowanie:** Tonizowanie, kształtowanie, wzmacnianie lub rehabilitacja grup mięśni poprzez ćwiczenia oporowe, do stosowania w fizjoterapii lub treningu sprawnościowym.

**Przewidzianych użytkowników:** Laik lub pracovník služby zdravotní.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikaci:** Užívání by mělo být přerušeno v případě neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Předběžná opatření:

- Před použitím se poradte se zdravotníkem;
- Před použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, zda neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, pokud je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Výstrahy:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## cs – Zdravotnickým prostředkem – Návodem k použití

**Účelem účelem:** Tónovat, tvarovat, posilovat nebo rehabilitovat svalové skupiny pomocí odporového cvičení pro použití při fyzikální terapii nebo fitness tréninku.

**Použivatel:** Laická osoba nebo zdravotnický pracovník.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Tento zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## sk – Zdravotnícka pomôcka – Návod na použitie

**Účel určenia:** Tónovať, tvarovať, posilňovať alebo rehabilitovať svalové skupiny pomocou odporového cvičení pro použití při fyzikální terapii nebo fitness tréninku.

**Použivateľ:** Laická osoba zdravotnícky pracovník.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## sk – Zdravotnícka pomôcka – Návod na použitie

**Účel určenia:** Tónovať, tvarovať, posilňovať alebo rehabilitovať svalové skupiny pomocou odporového cvičení na použitie při fyzikální terapii alebo fitness tréninku.

**Použivateľ:** Laická osoba zdravotnícky pracovník.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## sl – Medicinski pripomoček – Navodila za uporabo

**Predvideni namen:** Toniranje, oblikovanje, krepitev ali rehabilitacija mišičnih skupin z vadbo odpornosti za uporabo v fizični terapiji ali fitness vadbi.

**Použivatelj:** Laická osoba zdravotnícky pracovník.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## hr – Medicinski proizvod – Upute za uporabu

**Namjena:** Toniranje, oblikovanje, jačanje ili rehabilitacija mišičnih skupina vježbama otpora, za upotrebu u fizikalnoj terapiji ili kondicijskom treningu.

**Použivatelj:** Laická osoba zdravotnícky pracovník.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.

## bg – Медицинско изделие – Инструкции за употреба

**Предназначение:** Тонизиране, оформяне, укрепване или рехабилитация на мускулни групи чрез упражнения за съпротива, за използване във физическа терапия или фитнес тренировки.

**Предназначен потребител:** Неспециалист или медицински специалист.

**Indikácie:** Zdravotní stavy vedoucí k omezení pohybu, posturálním poškozením a zhoršení svalové výkonnosti. **Kontraindikácie:** Liečba sa má prerušiť v prípade neo- výskytu neobvyklého otoku, nepohodlí, závratí, silné bolesti svalů nebo kloubů nebo bolesti na hrudi.

### Preventívne opatrenia:

- Pred začatím cvičebného programu sa obráťte na zdravotníckym personálom;
- Pred použitím vždy zkontrolujte MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop / Superloop, či neobsahuje řezy, malé slzy nebo defekty. Nepoužívejte, ak je poškozený;
- Uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů. Odstraňte kroužky a dbejte pozor na ostré nehty;
- Uchovávejte mimo dosah slunečního záření.

### Upozornenia:

- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- Toto zařízení obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může způsobit alergické reakce;
- MoVeS (FIT) Loop / Wide Loop: Ne raztežajte se preko 150 cm;
- MoVeS FIT Superloop: Netahejte za více než 6 metru.

Oznamte vážný incident (smrt, vážné zhoršení zdraví, vážné ohrožení veřejného zdraví) výrobcí a příslušnému úřadu.